

sampedro

SISTEMAS DE FIJACIÓN ÓSEA



CLAVO
Control de infecciones
TIBIA

www.imsampedro.com.co

sampedro
SISTEMAS DE FIJACIÓN ÓSEA

Sede Medellín Cra. 47# 100 Sur 40, Bodega 14 Centro Industrial Portal del Sur Variante Caldas, Sector La Tablaza. Tel (57-4) 322 33 75	Sede Bogotá Cra. 27# 83-07 Barrio El Polo Tel (57-1) 218 68 09	Sede Ibagué Cra.10 # 36-49 Barrio Gaitan Tel: (57-8) 259 61 08	Sede Cali Cra. 26A # 3-28 San Fernando Tel: (57-2) 485 5654	Sede Pereira Cra. 15Bis # 11-38 Of. 308 Edif. Vibra Business & Home Tel: (57-6) 313 8201	Sede Barranquilla Cl. 84 # 54-21 Tel: (57-5) 304 44 75
---	--	--	---	--	---

SISTEMA CLAVO CONTROL DE INFECCIONES - TIBIA

DESCRIPCIÓN

Sistema para el tratamiento de fracturas con infecciones en la tibia y casos de pseudoartrosis séptica o pacientes con alto riesgo de osteomielitis.

CARACTERÍSTICAS

- El diámetro del clavo es de 8 mm (con el cubrimiento de cemento con antibiótico) y viene en longitudes desde 280 mm hasta 340 mm con incrementos de 20 mm.
- Cuenta con tornillos de 4 mm para bloqueo distal y 5 mm para bloqueo proximal.
- El cemento utilizado contiene gentamicina.

INDICACIONES

- Tratamiento de no uniones infectadas.
- Defectos óseos segmentales en diáfisis de tibia.
- Fracturas de la diáfisis tibial con alto riesgo de infección como:
 - ♦ Fracturas abiertas.
 - ♦ Politraumatismos.
 - ♦ Enclavijamientos secundarios.

