



Sistema de Fijación Externa Control de Daños

Miembro Superior



El sistema de fijación externa control de daños para miembro superior está indicado para la fijación temporal de fracturas de húmero y cúbito. Especialmente en casos cuando se presente:

- Fracturas abiertas y/o con daño severo de tejidos.
- Fracturas intra y extraarticulares.
- Estabilización temporal de fracturas.
- Pacientes politraumatizados.
- Otras indicaciones como osteotomías y artrodesis.

Tornillería

- Tornillos de fijación externa de Ø4 mm de 100 mm de longitud.
- Tornillos de fijación externa de Ø5 mm de 110 mm y 130 mm de longitud.


Barras de fibra de carbono

- De Ø8 mm, con longitudes de 200 mm, 250 mm y 300 mm.

Acoples

- barra-tornillos y barra-barra.

Adicionalmente, el sistema contará con el instrumental necesario para su implantación, el cual cuenta con llaves, protectores de tejidos, atornilladores y brocas.



 i.m.sampedro
www.imsampedro.com.co



sampedro
SISTEMAS DE FIJACIÓN ÓSEA